

## Eloflex Acculader 3 Amp. Rolstoel accessoire

**€ 79,00**

Oplader geschikt voor modellen L,F,X & P

**€ 6,95 verzending**

Het opladen wordt aangegeven door een lampje op de lader. Het rode lampje betekent dat het opladen aan de gang is. Na ongeveer drie uur zijn de batterijen voor 90 procent opgeladen. De stoel kan nu weer gebruikt worden.

Na ongeveer 5-8 uur wordt het lampje op de lader groen en zijn de batterijen volledig opgeladen. Tijdens het opladen wordt de lader zelf warm en dat is volkomen normaal.

Oplader geschikt voor modellen L,F,X & P



### Specialist in onderhoud




Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw brommobiel controleren wij onder andere:

- ✓ Accu
- ✓ Bandenspanning
- ✓ Brandstofverbruik
- ✓ Oliepeil & vloeistoffen
- ✓ Remmen
- ✓ Ruitenwissers, ramen en ruitenwisservloeistof
- ✓ Schokbrekers

Bel ons gerust voor een onderhouds- of reparatieafspraken!

Bel: 0800 4545 123

## Uitstekende service

-  *Afspraak aan huis*  
Onze medewerkers komen naar u toe om al uw wensen door te nemen.
-  *Persoonlijk contact*  
De persoonlijke sfeer wordt gewaarborgd door uw eigen adviseur.
-  *ANWB pechhulp*  
Direct hulp bij pech onderweg.
-  *3 eigen winkels*  
Vestigingen in Amsterdam en Hoogwoud
-  *Reparatie & onderhoud*  
De werkplaats beschikt over de benodigde deskundige apparatuur én vakkundige kennis.

**Bel ons: 0226-355546**

**Mail ons: [info@degraafmobiliteit.nl](mailto:info@degraafmobiliteit.nl)**